

Smart Rate 10 型 仕様書

測定項目	赤血球沈降速度 30 分値/1 時間値/2 時間値
測定方法	レート法 (ウェスターグレン法へ変換)
測定方式	ランダムアクセス方式
検体量	1.28mL
使用採血管	専用真空採血管モノセット (採血管準備システム対応)
検体セット数	最大 10 本
測定時間通常モード	30 分/60 分 (30 分値・1 時間値/2 時間値)
測定時間時短モード	15 分/45 分 (30 分値・1 時間値/2 時間値)
温度補正	基準温度 (18℃) へ補正可能
QC 管理図作成	機能あり
自己診断機能	検体量レベル、測定異常、温度エラーチェック
データ保存	2015 検体
プリンタ	サーマルプリンタ標準装備
バーコードリーダー	内蔵、標準装備
オンライン	RS232C 標準装備
重量	約 2.6kg
寸法	250 (幅) *235 (奥) *220 (高) mm