

## 全身用X線CT装置 仕様

### I. 購入備品

キャノンメディカルシステムズ株式会社Aquilion Lightninhg/Helions V 一式

### II. 構成

II-1	全身用 X 線 CT 装置 ・スキャナ本体 200V ・X 線管球容量 5.0MHU ・寝台 (205kg 最大撮影範囲 1,530mm) ・PURE ViSION Optics ・0.5mm × 80 列マルチディテクタ(PURE ViSION Detecto ・Double Slice technology 160 スライス再構成/回転 ・Adaptive Iterative Dose Reduction 3D Enhanced ・Single Energy Metal Artifact Reduction(SEMAR) ・0.75 秒フルスキャン ・780mm ガントリ開口径 ・チルトヘリカルスキャン ・Volume Exposure Control (Volume EC) ・Realtime Helica1//Real Prep ・最短 50 画像/秒再構成 ・超高速 3 次元画像表示 ・システムトランス ・付属品 (ファントム、撮影補助具 等) ・操作コンソール ・インジェクター同期システム ・DICOM Media Storage ・DICOM Storage SCU ・DICOM Print ・PC 接続画像転送ソフト	TSX-036A/FB	1
II-2	画像再構成システム [AICE-I]	CSAL-001A	1
II-3	天板ストローク短縮化 KIT	CBZH-010A	1
II-4	軌道同期ヘリカルスキャンシステム	CKOS-001A	1
II-5	バリエブルピッチヘリカルスキャンシステム	CHVH-001A	1
II-6	腹部サブトラクション	CSSI-001A	1
II-7	体脂肪面積計測ソフトウェア	CSFM-001A	1
II-8	ラングボリウムメジャーメント	CSLV-001A	1
II-9	DICOM MWM SCU KIT	COT-32D	1
II-10	アームアップホルダ	CAAH-014A	1

II-11	メタルレス フットレス PC システム用	CAEX-008A	1
II-12	フットレスト用マット	CAFM-003A	1
II-13	フットスイッチ	CAFS-008A	1
II-14	三角マット	CAFM-002A	1
II-15	DUAL SHOT GX10 天井懸垂タイプ A	DUAL GX10-T-A	1
II-16	Cleanpilos CT寝台用ビニールシート	P-2001X	1
II-17	Cleanpilos CT補助天板用ビニールシート	P-2001AS	1
II-18	VB-S シリーズ カメラシステム	VB-S シリーズ カメラシステム	1
II-19	カメラ取付及び配線		1
II-20	操作用椅子(3脚)		1
II-21	DICOM 接続		1
II-22	遮蔽計算書作成		1
II-23	漏洩線測定		1
III.	保証		一式
	初年度管球保証		1
IV.	被ばく線量管理ワークステーション		一式
	DoseXross		
IV-1	被ばく線量管理 W/S ハードウェア		1
IV-2	被ばく線量管理 W/S ソフトウェア		1
その他 技術提案書による			