

セントラルモニタ及びベッドサイドモニタ 仕様

- I. 購入備品 セントラルモニタ DS1708 一式  
 ベッドサイドモニタ BDS-1001ENT 一式

II. 構成

セントラルモニタ	DS-1708R	一式
【内 訳】		
セントラルモニタ	DS-1708R	1台
トローリー(L)	OTO-16L	1箱
引き出し(OTE-10用)	OAE-61A	1個
SDカード	FSD-64G	1枚
無線双方向モジュール	HTC-702	1台
ベッドサイドモニタ	BDS-1001ENT	1式
【内 訳】		
生体情報モニタ	BDS-1001ENT	2台
トローリー(S)	OTO-16L	2箱
トローリー用アタッチメント	OAO-118A	2台
心電中継コード CIO-(3電極)	CIO-05CTP-3NU	2個
心電計ケーブル	CM-700-3	2本
エアホース(3.5m)	OA-80APS3.5-S	2本
モニタ用血圧カフ 成人用(標準)	CUF-8504	2個
センサ接続ケーブル	DOC-10	2本
ネルコアセンサ	DS100A	2本
リチウムイオンバッテリーパック	BTO-008	2個
無線双方向モジュール	HTC-701	2台
HTC-701用アタッチメント	OAO-117A	2台